

"SAN JOR"

Estufas para

Secado

WWW.SANJOR.COM.AR




SECADO

Modelo SL30S



Características Generales

- Marca “SAN JOR”
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas

30 x 40 x 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm.

Volumen Interno (en Litros)

30 x 40 x 30

36

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa

Frente x Fondo x Alto con Embalaje

44 x 44 x 70

48 x 48 x 73

Otros

Consumo en Watts

Peso en Kg Neto

Peso en Kg con Embalaje

800

17

19

- Alta performance para uso continuo
- Bajo consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida


SECADO

Modelo SL60S



Características Generales

- Marca “SAN JOR”
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud ±1,4% del valor final de temperatura
- Uniformidad ±1,5% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas

60 x 40 x 40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm.

Volumen Interno (en Litros)

60 x 40 x 40

96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa

Frente x Fondo x Alto con Embalaje

74 x 55 x 76

82 x 60 x 80

Otros

Consumo en Watts

Peso en Kg Neto

Peso en Kg con Embalaje

1400

36

38



Alta performance para uso continuo



Bajo consumo



Doble Garantía



Service gratuito de por vida


SECADO

Modelo SL70S



Características Generales

- Marca “SAN JOR”
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)



Medidas Internas

70 x 50 x 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm.

Volumen Interno (en Litros)

70 x 50 x 50

175

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa

Frente x Fondo x Alto con Embalaje

86 x 64 x 90

95 x 70 x 95

Otros

Consumo en Watts

Peso en Kg Neto

Peso en Kg con Embalaje

1600

53

58



Alta performance para uso continuo



Bajo consumo



Doble Garantía



Service gratuito de por vida


SECADO

Modelo **SL30SDB**



Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema Blast
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Exactitud: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Uniformidad: $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía gratuita en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas
30 x 40 x 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior	
Frente x Alto x Fondo en cm.	30 x 40 x 30
Volumen Interno (en Litros)	36
Exterior	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	44 x 44 x 70
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	48 x 48 x 73
Otros	
Consumo en Watts	800
Peso en Kg Neto	18
Peso en Kg con Embalaje	20

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Sistema BLAST
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Mayor Precisión
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

SECADO

Modelo **SL60SDB**



Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema Blast
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Exactitud: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Uniformidad: $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía gratuita en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)

Rango de Temperatura

50°C 200°C

Medidas Internas
60 x 40 x 40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm.	60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros)	96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	74 x 55 x 76
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	82 x 60 x 80

Otros

Consumo en Watts	1400
Peso en Kg Neto	36
Peso en Kg con Embalaje	38

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Sistema BLAST
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Mayor Precisión
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar
Especialistas en fabricación de Estufas


SECADO

Modelo **SL70SDB**



Características Generales

- Marca “SAN JOR”
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema Blast
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Exactitud: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Uniformidad: $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía gratuita en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)



Medidas Internas
70 x 50 x 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior	
Frente x Alto x Fondo en cm.	70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros)	175
Exterior	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	86 x 64 x 90
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	95 x 70 x 95
Otros	
Consumo en Watts	1600
Peso en Kg Neto	53
Peso en Kg con Embalaje	58

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Sistema BLAST
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Mayor Precisión
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida