

ESTERILIZACIÓN

Modelo SE33A


"SAN JOR"

Características Generales



- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro digital
- Termostato regulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Reloj de corte de 3 horas con alarma y función llave
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 1 estante tipo rejilla regulable (3 posiciones)

Rango de Temperatura



Medidas Internas

33 x 20 x 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 33 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros) 13

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 44 x 31 x 51
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 50 x 37 x 53

Otros

Consumo en Watts 660
Peso en Kg Neto 11
Peso en Kg con Embalaje 12



Alta performance para uso continuo



Bajo consumo



Doble Garantía



Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas