

ESTERILIZACIÓN

Modelo SE45AD

"SAN JOR"



Rango de Temperatura
50°C 200°C

Medidas Internas
45 x 25 x 25

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de tiempo y temperatura
- Control digital PID EcoLogic con Autotuning
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Doble visor de temperatura interna y parámetro programado
- Indicadores luminicos de resistencia, alarma y autotuning
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 1 estantes rejilla regulables (2 posiciones)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior








Frente x Alto x Fondo en cm. 45 x 25 x 25
Volumen Interno (en Litros) 28

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 56 x 35 x 49
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 60 x 40 x 54

Otros

Consumo Wats 880
Peso en Kg Neto 16
Peso en Kg con Embalaje 17

-  Alta performance para uso continuo
-  Exclusivo Control Digital EcoLogic
-  Fácil manejo del Control Digital
-  Autotuning optimizado de fábrica
-  Bajo consumo
-  Doble Garantía
-  Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar

Especialistas en fabricación de Estufas